Informe

Atualização STANDARD M10 - Console

Data: 15/10/26

S/W Versão: V001.012.003

Melhorias:

- **Adicionadas as funções de filtro de resultados e exportação em massa na tela de Revisão de Resultados (Review);**

- **Adicionada função de abertura automática da porta do módulo em situação de teste interrompido;**

- **Correção do desaparecimento do campo de senha (Password) na tela de Login, ocorrido após Logout ou conexão de novos módulos;**

- **Otimização no envio de resultados via LIS.**

NOTA: Mantenha seus analisadores atualizados com a última versão vigente independente dos parâmetros utilizados em sua rotina de trabalho.

Caso as versões de seus analisadores estejam divergentes das informações descritas acima, entre em contato com seu distribuidor local.

ATENÇÃO: Ao realizar a atualização do software com o pen drive, é de suma importância que este esteja formatado com o Sistema de arquivos '**FAT32**' e contenha **SOMENTE** o arquivo a ser utilizado para a atualização. A presença de outros arquivos pode causar danos no equipamento. Em caso de dúvidas, entre em contato com seu distribuidor local ou com a ECO Diagnóstica.

ECO Diagnóstica LTDA