

## **Atualização de equipamentos ECO Reader F**

Data: 16/01/2026

ECO Reader F200 – S/W Versão **001.069**

F/W Versão 0.5

ECO Reader F2400 – S/W Versão **001.051**

F/W Versão 1.1

### **Melhorias:**

- Atualização de algoritmo de leitura
- Correção geral de erros de leitura: parâmetros qualitativos e quantitativos

**NOTA:** Mantenha seus analisadores atualizados com a última versão vigente independente dos parâmetros utilizados em sua rotina de trabalho.

Caso as versões de seus analisadores estejam divergentes das informações descritas acima, entre em contato com seu distribuidor local.

**ATENÇÃO:** Ao realizar a atualização do software com o pen drive, é de suma importância que este esteja formatado com o Sistema de arquivos 'FAT32' e contenha **SOMENTE** o arquivo a ser utilizado para a atualização. A presença de outros arquivos pode causar danos no equipamento.

**ECO Diagnóstica LTDA**