

LINHA TORCH ECO Teste



- **Toxo IgG/IgM**

Reg. MS: 80954880043

- **Rubéola IgG/IgM**

Reg. MS: 80954880027

- **Citomegalovírus (CMV) IgG/IgM**

Reg. MS: 80954880032

- **Painel TORCH** - Reg. MS: 80954880034

- Toxo IgG/IgM



- Rubéola IgG/IgM

- CMV IgG/IgM

- HSV-1 IgG/IgM

- HSV-2 IgG/IgM

Procedimento



15 minutos



- ▶ Ideal para triagem
- ▶ Resultados em até 15 minutos
- ▶ Detecção e diferenciação de IgG e IgM
- ▶ Resultado **semi-quantitativo** para Rubéola
- ▶ Pipeta capilar inclusa no kit
- ▶ Utiliza amostras de soro, plasma, sangue total venoso ou **capilar**
- ▶ Utilização em modo POC (farmácias, consultórios, clínicas médicas, emergências, etc.)

Desempenho Clínico

| Patógeno | IgM | | IgG | |
|----------|--------------------|-----------------|--------------------|--------|
| | Concordância geral | ELISA | Concordância geral | ELISA |
| Toxo | 97.8% | Diapro | 94.9% | Diapro |
| Rubéola | 96.0% | Abbott EIA | 97.7% | Diapro |
| CMV | 93.9% | Diapro | 93.4% | Diapro |
| HSV-1 | 85.0% | Diapro | 90.7% | Diapro |
| HSV-2 | 95.2% | Trinity Biotech | 95.3% | Diapro |

