

# ÁCIDO ÚRICO DETECT

**eco**  
HOME CARE

## Autoteste para monitoramento do nível de ácido úrico no sangue

### Características


- Luz indicativa de tira
- Memória de 1.000 testes
- Função calendário e hora na tela durante modo de espera
- **Tira embalada individualmente**



Luz indicativa de tira



Luz de fundo em LCD



Memória de 1.000 testes



Sistema de ejeção de tira

Luz indicativa da tira teste

Luz LCD

Resultado em 15 segundos



Apenas 0.5µL de amostra



### ESPECIFICAÇÕES

Volume de amostra	0.5 µL
Tempo de leitura	15 segundos
Faixa de medição	3 - 20 mg/dL
Precisão	CV < 7,5%
Exatidão	±25%
Comunicação	Cabo USB
Fonte de energia	1 pilha AAA
Memória	1.000 testes
Dimensão	97,8 (L) x 33,5 (C) x 18 (A) mm
Peso	30g (sem pilha)
Condição de operação	10°C - 40°C
Condição armazenamento	Aparelho: -20°C - +60°C Tira: 2°C - 30°C
Unidades por caixa	25 testes
Dimensão com caixa	340 (L) x 290 (C) x 383 (A) mm
Registro Ministério da Saúde	Aparelho: 80954880113 Tira: 80954880111

### ACESSÓRIOS

ACC-001	Bluetooth dongle
ACC-002	Cabo USB