

LACTATO DETECT

Autoteste para monitoramento do nível de lactato no sangue

Características

- Sistema prático de ejeção da tira
- Comunicação mini USB
- Tela película fina LCD
- **Tira embalada individualmente**



Comunicação mini-USB



Leve



Compacto no tamanho



Sistema de ejeção de tira

Ejeção da tira

Display LCD

Resultado em apenas 5 segundos



Apenas 0.8µL de amostra



ESPECIFICAÇÕES

Volume de amostra	0.8 µL
Tempo de leitura	5 segundos
Faixa de medição	0.3 - 22 mmol/L
Range de hematócrito	10% - 65%
Embalagem	Individual
Comunicação	Mini USB
Fonte de energia	Bateria íons de lítio recarregável
Memória	450 testes
Dimensão	96 (L) x 61 (C) x 26 (A) mm
Peso	67.2 g
Condição de operação	tira/ aparelho : +10°C - 40°C
Condição armazenamento	Aparelho: -20°C - +60°C Tira: 2°C - 30°C
Unidades por caixa	25 testes
Dimensão com caixa	340 (L) x 290 (C) x 383 (A) mm
Registro Ministério da Saúde	Aparelho: 80954880098 Tira: 80954880101

