


TERMOBLOCO ECO



Termobloco para a incubação simultânea de amostras e dispositivos teste da linha F-Line

Características

- Display LCD
- Aquecimento de até 15 amostras e 5 dispositivos testes simultaneamente
- Fácil operação
- Equipamento Bivolt



Display LCD



Incubação de amostras



Incubação de dispositivos testes



Equipamento Bivolt



ESPECIFICAÇÕES



Nome	Termobloco ECO
Dimensões	220 / 184 / 73 mm
Tempo inicial	15 minutos
Faixa de temperatura	35 - 40°C (95 - 104°F)
Precisão de temperatura	+/- 1°C
Condições de funcionamento	Temperatura: 10°C - 30°C Umidade: 20% - 80% não condensada
Condições de embalagem	Temperatura: 0°C - 70°C Umidade: 10 - 90%
Funcionamento	4 botões
Unidade de medida	°C, °F
Display	LCD (personalizado)
Peso	1.9 Kg
Registro Ministério da Saúde	80954880162