

Informe

Atualização STANDARD M10 - Console

Data: 02/10/2025

S/W Versão: V001.011.004

Melhorias:

- **Otimização do algoritmo de leitura: STANDARD M10 Arbovirus Panel**
- **Correção na exibição de símbolos dos resultados**

NOTA: Mantenha seus analisadores atualizados com a última versão vigente independente dos parâmetros utilizados em sua rotina de trabalho.

Caso as versões de seus analisadores estejam divergentes das informações descritas acima, entre em contato com seu distribuidor local.

ATENÇÃO: Ao realizar a atualização do software com o pen drive, é de suma importância que este esteja formatado com o Sistema de arquivos '**FAT32**' e contenha **SOMENTE** o arquivo a ser utilizado para a atualização. A presença de outros arquivos pode causar danos no equipamento. Em caso de dúvidas, entre em contato com seu distribuidor local ou com a ECO Diagnóstica.

ECO Diagnóstica LTDA