



Informe

Atualização STANDARD M10 - Console

Data: 25/06/26

S/W Versão: V001.012.001

Melhorias:

- **Inclusão de novos parâmetros**
- **Otimização gráfica dos vídeos de procedimento de teste**
- **Inclusão de novas opções para logout automático (1, 5 e 15 minutos)**
- **Mudança na nomenclatura da interpretação do resultado na aba "Summary": IC Valid / IC Invalid exibidos como Valid/Invalid (exceto para o teste STANDARD M10 CT/NG).**
- **Otimização geral do sistema**

NOTA: Mantenha seus analisadores atualizados com a última versão vigente independente dos parâmetros utilizados em sua rotina de trabalho.

Caso as versões de seus analisadores estejam divergentes das informações descritas acima, entre em contato com seu distribuidor local.

ATENÇÃO: Ao realizar a atualização do software com o pen drive, é de suma importância que este esteja formatado com o Sistema de arquivos 'FAT32' e contenha **SOMENTE** o arquivo a ser utilizado para a atualização. A presença de outros arquivos pode causar danos no equipamento. Em caso de dúvidas, entre em contato com seu distribuidor local ou com a ECO Diagnóstica.