



DENGUE/CHIKV IgG/IgM DUO ECO Teste

Teste rápido para detecção conjunta e diferenciada de anticorpos IgG e IgM anti-Dengue e anti-Chikungunya

REGISTRO MS: 80954880214



O QUE É DENGUE?

A dengue é a arbovirose urbana mais prevalente nas Américas, principalmente no Brasil. É uma doença febril aguda. O vírus dengue (DENV) é um arbovírus transmitido pela picada da fêmea do mosquito *Aedes aegypti* e possui quatro sorotipos diferentes (DENV-1, DENV-2, DENV-3 e DENV-4). Os principais sintomas são febre alta, dores musculares, dor nos olhos e manchas no corpo.

O QUE É CHIKUNGUNYA?

É uma doença infecciosa febril, causada pelo vírus Chikungunya (CHIKV), que pode ser transmitida pelos mosquitos *Aedes aegypti* e *Aedes albopictus* (mesmos mosquitos que transmitem a dengue e a febre amarela, respectivamente). Ela também causa febre e dores no corpo, mas as dores se concentram principalmente nas articulações, e podem permanecer por anos.

Além de serem transmitidas pelo mesmo mosquito, Dengue e Chikungunya apresentam sintomas semelhantes, o que pode dificultar o diagnóstico:

	DENGUE	CHIKUNGUNYA
PRINCIPAIS SINTOMAS		
Febre	Sempre presente: alta e de início imediato	Quase sempre presente: alta e de início imediato
Artralgia (dor nas articulações)	Quase sempre presente, dores moderadas	Presente em 90% dos casos, dores intensas
Manchas vermelhas (Rash cutâneo)	Podem estar presentes	Podem estar presentes, aparecem nas primeiras 48h
Cocceira	Pode estar presente: leve	Presente em 50-80% dos casos: leve
Vermelhidão nos olhos	Não está presente	Pode estar presente

Fonte: Fiocruz

O DENGUE/CHIKV IgG/IgM DUO ECO Teste permite a detecção simultânea e diferenciada de anticorpos para as duas doenças, auxiliando no diagnóstico rápido e preciso.

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

Método	Imunocromatografia
Deteção	IgG e IgM anti-DENV e anti-CHIKV
Tipo de amostra	Sangue total venoso e capilar, soro e plasma
Volume de amostra	10uL (para cada doença)
Tempo de teste	15 minutos
Armazenamento	2-30°C

